

7. Öka remmens spänning med hjälp av skjutspännet (B), tills du märker, att penis sträcks och trafikljussystemet visar grönt. Förvissa dig om, att remmen går snett uppåt vid ljumskarna. Där bak drar du därför remmen uppåt i riktning mot midjan. När remmen har satts fast i höjd med bakdelens skåra, ökar spänningen när du sätter dig, vilket inte är meningen.



8. Du kan nu göra allt som du normalt brukar göra under dagen eller även använda PHALLOSAN® forte på natten när du sover, då blodcirkulationen inte begränsas på något som helst sätt.

Användningens avslutning

Ta först av remmen och vrid den gröna "näsan" (markeringen) på sugpumpens ventil på pilsymbolen. Vakuumpumpen försvinner. Rulla nu manschett-kondomen försiktigt tillbaka i riktning mot ollonet och ta loss sugklockan.

Tekniska besynnerligheter

Tänk på, att det egentligen handlar om en sugklocka med en tätning. Därför är det inte viktigt hur långt manschett-kondomen kan dras över penis. Manschett-kondomen har inte konstruerats för att överföra kraften på penis. Kraftöverföringen utförs endast över det mikro vakuum som bildas i klockan.

Märker du under användningen, att nämnda vakuum blir mindre och ollonet eventuellt glider för långt ut ur klockan, kan detta ha flera orsaker. I alla fall tränger luft in. Detta kan hända via penis, eller om alla hår inte avlägsnats ordentligt, eller på grund av att man valt en för stor manschett-kondom.

Vid behov avlägsna håren på din penis. Detta kan utföras genom rakning eller med hjälp av en mild hårborttagningskräm.

Åtgärd

Dra den gröna "näsan" (markeringen) på sugpumpens ventil bort från slottssymbolen och fram till sugsymbolen.

Sug på detta sätt tillbaka ollonet in i klockan och stäng ventilen, genom att åter vrida den gröna "näsan" (markeringen) i riktning mot slottssymbolen.

Om ollonet fortfarande glider ut ur klockan är orsaken, att manschett-kondomen är för stor.

Du har möjlighet att själv ställa in den på din egen storlek, för att uppnå högsta effektivitet. Tycker du t.ex., att M-klockan har rätt storlek, men manschett-kondomen är för stor kring penis, kan du placera S-manschett-kondomen på M-klockan. Du kan göra likadant med L-klockan och M-manschett-kondomen.

Sätt under inga omständigheter S-manschett-kondomen på L-klockan. Materialet kommer att brista.

Skötselinstruktion:

Manschett-kondomen bör och ska tas loss från klockan och bör av hygieniska skäl tvättas med tvål och ljummet vatten.

Förvara manschett-kondomen avrullad, tills du använder den igen.

Glöm aldrig att pudra in barnpuder på manschett-kondomens utsida när den är avrullad efter användning.

Även sugklockan bör rengöras dagligen enligt beskrivningen ovan. Ta tog först bort sugpumpen, genom att flytta den gröna "näsan" (markeringen) på sugpumpens ventil i riktning mot den dubbla pilen. Dra försiktigt ut sugpumpen ur sugklockan. Sugpumpen får inte komma i beröring med vatten eller fett, då känsliga ventiler i annat fall slutar fungera felfritt.

Plan för exakt anpassning av remmens dragstyrka till penisens bindvävnad.



Förord:

Kroppens bindväv beror på resp. arvsanlag. Vi har därför utvecklat ett trafikljussystem, som gör det möjligt för dig, att exakt anpassa remmens spänning till din bindvävnad. Se alltid till, att dragstyrkan till en början hålls i det nedre gröna området. På detta sätt uppnår du optimala resultat när det gäller penisförstoring i längd och omfång utan biverkningar.

Dag 1

Dragspänningen får endast ställas in i det nedre gröna området. Använd PHALLOSAN® endast 1 timme. Ta loss remmen och vrid den gröna "näsan" (markeringen) på sugpumpens ventil i riktning mot pilsymbolen. Vakuumpumpen försvinner.

Rulla nu manschett-kondomen försiktigt i riktning mot ollonet och ta loss sugklockan.

Kontrollera nu det område på din penis, som befinner sig mellan urinrörets öppning och förhudens sträng (frenulum) på ollonets undersida. Detta område är det mest känsliga stället på penis när det gäller vävnad. Har detta ställe färgats rött eller svullnat, har remmens dragspänning varit för stor. Avsluta användningen för denna dag. Har du upptäckt förändringar på din penis, måste du vänta med användningen tills dessa försvunnit.

Rulla tillbaka slutet av manschett-kondomen från ringen av silikonkum, den tryckande smärtan kommer att utebli.

Dag 2 till dag 8

Har du kunnat använda PHALLOSAN® forte dagen innan, utan att missfärgningar eller svullnader bildats på det ovan beskrivna området, kan du nu använda PHALLOSAN® en timme längre.

Förläng användningstiden med en timme varje dag. Efter 8 dagar har du vant dig.

Efter det att du vant dig kan du använda PHALLOSAN® även på natten. Du kommer att märka, att det finns kännbara nabbar på de båda symbolerna för pumpning och lösning. Därmed är det möjligt att pumpa eller låsa utan siktkontakt. Manschett-kondomen töjs vid nattlig erektion, genomblödningen försämrars inte, utan förbättras.

Du kommer att använda PHALLOSAN® forte med begeistring. Din penis kommer på endast några veckor växa både när det gäller omfång och längd. Du kommer att känna positiva biverkningar, som starkare sexuell drift och lust.

Användningstid:

PHALLOSAN® bör användas 8–10 timmar, 6 dagar i veckan, men gärna också längre!

Biverkningar/försiktighetsåtgärder

Användning av PHALLOSAN® forte sker på egen risk. Vid beaktande av bruksanvisningen är användningen dock helt ofarlig. Särskilt de första veckorna bör man inte utsätta penis för en allt för stor dragkraft.

Bildas svullnader och/eller blåsor på förhuden eller ollonet, är remmens spänning för hårt inställd. Gör uppehåll tills svullnaden resp. blåsorna har läkts. Ställ därefter in ett svagare drag. Ha tålmod, användningens framgång kan jämföras med reglering av en kåke. Kontinuiteten när det gäller att töja ut är lika viktig för framgången som dragstyrkan! Ibland känner du en tryckande smärta på penis, detta kan bero på, att manschett-kondomens vulst ligger an mot ringen av silikonkum och därmed utlöser smärtan.

Åtgärd:

Rulla tillbaka slutet av manschett-kondomen från ringen av silikonkum, den tryckande smärtan kommer att utebli.

Du kan också fördela remmens dragspänning över hela kroppen, för att reducera spänningen på penisrot. Ta tag om remmen vid kopplingen till sugklockan och för dragspänningen kring din kropp för att avlasta penisrot. Det låter komplicerat, men är det inte, dragspänningen fördelas nu över hela remmen.

I följande situationer bör du inte använda PHALLOSAN® forte:

När du druckit alkohol, använt narkotika eller tagit smärtstillande medikament, sömnbatter och lugnande medel, då detta reducerar den naturliga förmågan att känna smärta, vilket innebär, att du kanske inte kommer att reagera på smärta snabbt nog. Undvik att använda PHALLOSAN® forte vid infektioner och öppna sår på penis.

Hur mäter jag exakt längdtillväxten på min penis?

Använd en tumstock. Måttband är inte lämpliga. Håll din penis i icke erigerat tillstånd rak bort från kroppen (90 grader). Lägg en tumstocken vid sidan på penis sett uppifrån. Tryck tumstocken mot blygdbenet.

Viktigt

Börja med att beräkna din exakta vikt utan kläder. Vid eventuell viktökning bildas ett fettskikt kring penis, speciellt där håren befinner sig. Detta fettskikt förkortar avståndet mellan spetsen på din penis och blygdbenet och förfalskar (förkortar) mätresultatet. Läkare kallar detta för "fettförkläde".

Efterbeställningar

Alla PHALLOSAN® forte komponenter kan efterbeställas enskilt hos oss. Har du ytterligare frågor eller synpunkter, står våra experter gärna till förfogande. Den enda kostnaden är den normala telefontaxan.

Tekniska ändringar förbehålls. Dessa publiceras även på Internet
www.phallosan.at, www.phallosan.de
www.phallosan-info.ch

Hotline:

Hotline +423 235 84 77
(Liechtenstein, Mo-Fr 14-16 Uhr MEZ)
service@swissana.com
for more Information:
www.phallosan.info

Your PHALLOSAN® forte Team